

# Medfanet

## Tuoteluettelo 2026



1 Avannesidokset Manuka-hunajalla  
- Welland Medical

2 Avannetarvikkeet  
- Welland Medical

3 Muut hoitotarvikkeet  
- Renew Medical / Oxmed / Aquaflush

4 Avanne- ja suolihuuhtelujärjestelmät  
- Aquaflush

5 Tilauskoodit (kaikki tuotteet)  
- Tilausohjeet ja yhteystiedot

# Avannesidokset Manuka-hunajalla

Yksiosaiset avannesidokset

## Welland Aurum® Plus – yksiosaiset avannesidokset

Suljettu, tyhjennettävä ja virtsa-avannesidos – nyt myös valmisaukolliset!

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Tehokkaat Dual-Carb® i ja Dual-Carb® 2 -suodattimet
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Tyhjennettävässä pussissa liuska, joka helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
- Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, jossa takaiskuventtiili, ei vaadi erillistä sovitinta yöpussiin. Hana käännettävissä kuitukankaan alle
- Uusissa Aurum Plus – sidoksissa lisäksi:
  - + Plussin muotoinen pohjalevy
    - helpottaa mahdollisimman tiivistä sidontaa kehoa vasten ja näin vähentää ohivuodon riskiä
  - + Kaksi väri vaihtoehtoa
    - hiekka ja musta
  - + Entistä paremmat yksityiskohdat
    - Päivitetty pussien muotoilu
    - Miellyttävän tuntuinen kuitukangas
    - Uusi sulkija tyhjennettävässä pussissa, jossa parempi tuntuma – antaa varmuuden siitä, että pussi on suljettu



## Tuotetiedot – leikattavat pohjalevyt



	<b>Leikkausala /Aukkokoko</b>	<b>Pussin koko</b>	<b>Tilavuus</b>	<b>Pakkaus- koko</b>	<b>Tilauskoodi/REF</b>
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / hiekka</b>	13-60/80 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1C1A22s</b>
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / hiekka</b>	13-60/80 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1C1A23s</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13-60/80 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1D1A22s</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13-60/80 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1D1A23s</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / hiekka</b>	13 – 55 mm	Midi	380 ml	10 kpl	<b>X1U1E22s</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / hiekka</b>	13 – 55 mm	Maxi	580 ml	10 kpl	<b>X1U1E23S</b>
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / musta</b>	13-60/80 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1C1A12s</b>
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / musta</b>	13-60/80 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1C1A13s</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13-60/80 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1D1A12s</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13-60/80 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1D1A13s</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / musta</b>	13-55 mm	Midi	380 ml	10 kpl	<b>X1U1E12s</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / musta</b>	13-55 mm	Maxi	580 ml	10 kpl	<b>X1U1E13S</b>
<b>Tuotetiedot – valmisaukolliset</b>					
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / hiekka</b>	Valmisaukko 32 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1C1A2232</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	Valmisaukko 32 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1D1A2332</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / hiekka</b>	Valmisaukko 25 mm	Maxi	580 ml	10 kpl	<b>X1U1E2325</b>
<b>Aurum Plus – suljettu sidos / musta</b>	Valmisaukko 32 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>X1C1A1232</b>
<b>Aurum Plus – tyhjennettävä sidos / musta</b>	Valmisaukko 32 mm	Maxi	580 ml	30 kpl	<b>X1D1A1332</b>
<b>Aurum Plus – virtsa- avannesidos / musta</b>	Valmisaukko 25 mm	Maxi	580 ml	10 kpl	<b>X1U1E1325</b>

## Welland Aurum Plus Soft Convex – yksiosaiset avannesidokset

Suljettu, tyhjennettävä ja virtsa-avannesidos – nyt myös valmisaukolliset!

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- 6 mm kupera soft convex- pohjalevy
- Tehokkaat Dual-Carb®1 ja Dual-Carb®2 -suodattimet
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Tyhjennettävässä pussissa liuska, joka helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
- Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, jossa takaiskuventtiili, ei vaadi erillistä sovitinta yöpussiin. Hana käännettävissä kuitukankaan alle
- Uusissa Aurum Plus – sidoksissa lisäksi:
  - + Plussin muotoinen pohjalevy
    - helpottaa mahdollisimman tiivistä sidontaa kehoa vasten ja näin vähentää ohivuodon riskiä
  - + Kupera soft convex- pohjalevy
    - optimaalinen silloin, kun avanne on matala, kuopassa tai poimussa, jotta saadaan tiivis sidonta
  - + Kaksi väri vaihtoehtoa
    - hiekka ja musta
  - + Entistä paremmat yksityiskohdat
    - Päivitetty pussien muotoilu
    - Miellyttävän tuntuinen kuitukangas
    - Uusi sulkija tyhjennettävässä pussissa, jossa parempi tuntuma – antaa varmuuden siitä, että pussi on suljettu



## Tuotetiedot – leikattavat pohjalevyt



	<b>Leikkausala</b>	<b>Pussin koko</b>	<b>Tilavuus</b>	<b>Pakkaus-koko</b>	<b>Tilauskoodi/REF</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / hiekka</b>	13 - 35 mm	Midi	400 ml	10 kpl	<b>X1C1N226213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / hiekka</b>	13 - 48 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1C1N236313</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13 – 35 mm	Midi	430 ml	10 kpl	<b>X1D1N226213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13 - 35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N236213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13 - 48 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N236313</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	13 – 60 mm	Maxi Plus	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N256413</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos / hiekka</b>	13 – 35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1U1R236213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / musta</b>	13 - 35 mm	Midi	400 ml	10 kpl	<b>X1C1N126213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / musta</b>	13 – 48 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1C1N136313</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13 – 35 mm	Midi	430 ml	10 kpl	<b>X1D1N126213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13 - 35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N136213</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13 - 48 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N136313</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	13 – 60 mm	Maxi Plus	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N156413</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos / musta</b>	13 – 35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1U1R136213</b>

## Tuotetiedot – valmisaukolliset

	<b>Aukkokoko</b>	<b>Pussin koko</b>	<b>Tilavuus</b>	<b>Pakkaus- koko</b>	<b>Tilauskoodi/REF</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / hiekka</b>	32 mm	Midi	400 ml	10 kpl	<b>X1C1N226232</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	29 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N236229</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	32 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N236232</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / hiekka</b>	35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N236235</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos / hiekka</b>	25 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1U1R236125</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos / musta</b>	32 mm	Midi	400 ml	10 kpl	<b>X1C1N126232</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	29 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N136229</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	32 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N136232</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos / musta</b>	35 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1D1N136235</b>
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos / musta</b>	25 mm	Maxi	630 ml	10 kpl	<b>X1U1R136125</b>

## Welland Aurum®- yksiosaiset avannesidokset

Tyhjennettävä ja virtsa-avannesidos

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä kuitukangas
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Tehokas Dual-Carb® i tai Dual-Carb® 2 -suodatin
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Tyhjennettävässä pussissa liuska, joka helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
- Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, jossa takaiskuventtiili, ei vaadi erillistä sovitinta yöpussiin
- Hana käännettävissä kuitukankaan alle



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Pussin koko	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aurum -tyhjennettävä sidos</b>	13-60/80 mm	Midi	380 ml	30 kpl	<b>XMHDM513</b>
<b>Aurum -tyhjennettävä sidos, Mini – lapsille</b>	13-50/70 mm	Mini	210 ml	30 kpl	<b>XMHDS513</b>
<b>Aurum-virtsa-avannesidos</b>	13-55 mm	Maxi	515 ml	10 kpl	<b>XMHUL513</b>



## Welland Aurum® – yksiosainen avannesuoja

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Pieni ja huomaamaton
- Beige pussi, vedenkestävä kuitukangas
- Tehokas Dual-Carb®2 -suodatin
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön (mm. urheilu, uinti, intiimi) sekä huuhteluavanteen kanssa käytettäväksi



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Pussin koko	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Aurum® -avannesuoja</b>	13-50 mm	Mini	10 ml	30 kpl	<b>XMHSS513</b>

## Welland Aurum®Xtra – yksiosainen suljettu avannesidos - voidaan huuhdella wc-pöntöstä

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Beige ulkopussi, vedenkestävä kuitukangas
- Ainutlaatuinen erillinen sisäpussi ja pohjalevy, jotka voidaan huuhtoa wc-pöntöstä
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Tehokas Dual-Carb®2 -suodatin
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta



**Aurum** Xtra  
with Manuka Honey

#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Pussin koko	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Aurum -Xtra suljettu sidos</b>	19-50 mm	Midi	140 ml	30 kpl	<b>XMHFM519</b>
<b>Aurum -Xtra suljettu sidos</b>	19-50 mm	Maxi	230 ml	30 kpl	<b>XMHFL519</b>

## Welland Aurum®Convex – yksiosainen kupera avannesidos

Suljettu, tyhjennettävä ja virtsa-avannesidos

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa

- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Kupera muoto, soveltuu kuopassa oleville avanteille
- Patentoitu rakenne sisältää kehon lämmöstä mukautuvaa lämpömuovia, ei paina väärästä kohdasta
- Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä kuitukangas
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Tehokas Dual-Carb®2 tai Dual-Carb®i -suodatin
- Tyhjennettävän sidoksen sulkijan liuska helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
- Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, ei tarvitse erillistä liitintä keräyspussiin, hana käännettävissä kuitukankaan alle
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Vyölenkit valmiina avanneyötä varten



#### Tuotetiedot

	Leikkausa la	Pussin koko	Tilavuus	Pakkausko ko	Tilauskoodi/R EF
<b>Aurum Convex – suljettu sidos</b>	13-35 mm	Maxi	390 ml	10 kpl	<b>XMHNCM913</b>
<b>Aurum Convex – tyhjennettävä sidos Medium</b>	13-35 mm	Maxi	500 ml	10 kpl	<b>XMHNDM913</b>
<b>Aurum Convex – tyhjennettävä sidos Large</b>	13-48 mm	Maxi	500 ml	10 kpl	<b>XMHNDL913</b>
<b>Aurum Convex – virtsa- avannesidos</b>	13-35 mm	Maxi	515 ml	10 kpl	<b>XMHNUM913</b>



## Welland Aurum® Profile – yksiosainen käännettävä avannesidos

Tyhjennettävä ja virtsa-avannesidos – ideaali tyrille ja epätasaisuuksille

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä kuitukangas
- Muotoutuva, käännettävä pohjalevy, ideaali epätasaisuuksille ja parastomaalierhioille
- Vyölenkit avanneyötä varten
- Tehokas Dual-Carb®2/Dual-Carb®i -suodatin
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Tyhjennettävässä sidoksessa on liuska sulkiassa, joka helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Pussin koko	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Aurum Profile Extra Large - tyhjennettävä sidos</b>	13-60 mm	Maxi Plus	500 ml	10 kpl	<b>XMHCDX213</b>



## Welland Flair Active® – lasten-/fistelisidos

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET

- Pohjalevy hellävaraista Hyperflex-hydrokolloidia
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Kirkas pussi, pehmeä beige kuitukangas ihoa vasten
- Pehmeä hana, voidaan liittää suoraan keräyspussiin
- Aktiivihillisuodatin
- Pohjalevyssä ei aloitusaukkoa, joten leikkuualueita voidaan hyödyntää monipuolisesti
- Welland Flair Active® – lasten-/fistelisidos Mini soveltuu pienille lapsille/vauvoille sekä fisteleille

#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Flair Active® -lasten-/fistelisidos Mini</b>	30/40 mm	60 ml	10 kpl	<b>XNOP700</b>
<b>Flair Active® fistelisidos Midi</b>	50/70 mm	190 ml	10 kpl	<b>XSOP500</b>



## Welland Flair Active® – haava/post op-sidos

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET

- Pohjalevy hellävaraista Hyperflex-hydrokolloidia, suuri leikkuuala
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Kirkas pussi, pehmeä beige kuitukangas ihoa vasten
- Pehmeä hana, voidaan liittää suoraan keräyspussiin
- Hana voidaan myös leikata irti ja sulkea sidos tarrasulkijalla
- Avattava luukku avanteen tai haavan hoitoa varten



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Tilavuus	Pakkaus koko	Tilauskoodi/REF
<b>Flair Active® -haava/post op-sidos Maxi</b>	13-90 mm	660 ml	5 kpl	<b>XWOP713</b>

## Welland Flair Active® -post op/high output -sidos

### 1 - OSAISET AVANNESIDOKSET

- Pohjalevy hellävaraista Hyperflex-hydrokolloidia, suuri leikkuuala
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Beige kuitukangas, kurkistusaukko
- Pehmeä hana, voidaan liittää suoraan keräyspussiin
- Hana voidaan myös leikata irti ja sulkea sidos tarrasulkijalla
- Soveltuu heti leikkauksen jälkeen käytettäväksi tai silloin, kun avanne erittää runsaasti (high output)



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Flair Active® post op/high output -sidos Maxi</b>	13-90 mm	660 ml	5 kpl	<b>XPOP513</b>

## Welland avannevyö

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

- Tarjoaa lisävarmuutta ja pitoa avannesidoksen pysyvyyteen
- Soveltuu Aurum Plus Soft Convex, Aurum 2 ja Aurum Convex sekä Profile -sidoksiin
- Portaaton ja helppokäyttöinen pituussäätö tarralla
- Pehmeä ja joustava materiaali, kaksi eri pituutta



#### Tuotetiedot

	Vyön pituus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Avannevyö</b>	120 cm	1 kpl	<b>XBLTS01</b>
<b>Avannevyö</b>	145 cm	1 kpl	<b>XBLTL01</b>

## Weldra keräyspussi/yöpussi

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

- 135 cm pitkä letku antaa hyvin liikkumatilaa
- Helppokäyttöinen tyhjennyshana
- Tilavuus 2 litraa
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien Wellandin virtsa-avannesidosten kanssa
- Pussin sivussa mitta-asteikko
- Kaikkien pussien mukana toimitetaan ripustusteline kiinnitysmekanismilla, klipsi lakanaan kiinnitystä varten sekä letkupuristin.



#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Myyntierä	Tilauskoodi/REF
<b>Weldra keräyspussi/yöpussi</b>	10 kpl	10 kpl	<b>WMNZ2000</b>

# Avannesidokset Manuka-hunajalla

Kaksiosaiset avannesidokset

Welland Aurum<sup>®</sup>2 - tasainen pohjalevy, rengaskoko 45/55/70 mm

2 - O S A I S E T A V A N N E S I D O K S E T M A N U K A - H U N A J A L L A

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Ainutlaatuinen tuplakiinnitys: rengas sekä tarra
- Helppokäyttöinen kiinnitysmekanismi, käyttö onnistuu myös heikommalla sorminäppäryydellä
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Easy2peel<sup>™</sup> reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Saatavilla virtsa-avanteille hieman paksumpi pohjalevy, kestää virtsan syövyttävää vaikutusta paremmin



## Tuotetiedot

	Leikkausala	Rengaskoko	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aurum<sup>®</sup>2 -pohjalevy 45</b>	13-40 mm	45 mm	5 kpl	<b>XMH2F413</b>
<b>Aurum<sup>®</sup>2 -pohjalevy 55</b>	13-50 mm	55 mm	5 kpl	<b>XMH2F513</b>
<b>Aurum<sup>®</sup>Uro -pohjalevy 55</b>	13-50 mm	55 mm	5 kpl	<b>XMH2UF513</b>
<b>Aurum<sup>®</sup>2 -pohjalevy 70</b>	13-65 mm	70 mm	5 kpl	<b>XMH2F713</b>



## Welland Aurum®2 Convex - kupera pohjalevy, rengaskoko 45/55/70 mm

### 2 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
- Kupera muoto, soveltuu kuopassa oleville avanteille
- Patentoitu rakenne lämpömuovia, ei paina väärästä kohdasta
- Ainutlaatuinen tuplakiinnitys: rengas sekä tarra
- Helppokäyttöinen kiinnitysmekanismi, käyttö onnistuu myös heikommalla sorminäppäryydellä
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
- Saatavilla virtsa-avanteille hieman paksumpi pohjalevy, kestää virtsan syövyttävää vaikutusta paremmin



#### Tuotetiedot

	Leikkausala	Rengaskoko	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aurum®2 Convex – kupera pohjalevy 45</b>	13-25 mm	45 mm	5 kpl	<b>XMH2NF413</b>
<b>Aurum®2 Convex – kupera pohjalevy 55</b>	13-35 mm	55 mm	5 kpl	<b>XMH2NF513</b>
<b>Aurum® Uro Convex -kupera pohjalevy 55</b>	13-35 mm	55 mm	5 kpl	<b>XMH2NUF513</b>
<b>Aurum®2 Convex – kupera pohjalevy 70</b>	13-48 mm	70 mm	5 kpl	<b>XMH2NF713</b>



## Welland Aurum®2 -avannepussit - rengaskoko 45/55/70 mm

Suljettu, tyhjennettävä ja virtsa-avannepussi

### 2 - OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA - HUNAJALLA

Ainutlaatuinen tuplakiinnitys: rengas sekä tarra

- Helppokäyttöinen kiinnitysmekanismi, käyttö onnistuu myös heikommalla sorminäppäryydellä
- Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä kuitukangas
- Tehokas Dual-Carb®2/Dual-Carb®i -suodatin
- Tyhjennettävän pussin sulkijassa on liuska, joka helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
- Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, jossa takaiskuventtiili, ei vaadi erillistä sovitinta yöpussiin. Hana käännettävissä kuitukankaan alle.

#### Tuotetiedot

	Rengaskoko	Pussin koko	Tilavuus	Pakkauskoko	Tilauuskoodi/REF
<b>Aurum®2 - suljettu pussi 45</b>	45 mm	Midi	295 ml	30 kpl	<b>XMH2C545</b>
	45 mm	Maxi	445 ml	30 kpl	<b>XMH2C145</b>
<b>Aurum®2 - suljettu pussi 55</b>	55 mm	Midi	295 ml	30 kpl	<b>XMH2C555</b>
	55 mm	Maxi	445 ml	30 kpl	<b>XMH2C155</b>
<b>Aurum®2 - suljettu pussi 70</b>	70 mm	Maxi	445 ml	10 kpl	<b>XMH2C170</b>
<b>Aurum®2 -tyhjennettävä pussi 45</b>	45 mm	Midi	295 ml	30 kpl	<b>XMH2D545</b>
	45 mm	Maxi	445 ml	30 kpl	<b>XMH2D145</b>
<b>Aurum®2 -tyhjennettävä pussi 55</b>	55 mm	Midi	295 ml	30 kpl	<b>XMH2D555</b>
	55 mm	Maxi	445 ml	30 kpl	<b>XMH2D155</b>
<b>Aurum®2 -tyhjennettävä pussi 70</b>	70 mm	Maxi	445 ml	10 kpl	<b>XMH2D170</b>
<b>Aurum® 2 Uro - virtsa-avannepussi</b>	55 mm	Maxi	445 ml	10 kpl	<b>XMH2U155</b>



## Welland avannevyö

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

- Tarjoaa lisävarmuutta ja pitoa avannesidoksen pysyvyyteen
- Soveltuu Aurum Plus Soft Convex, Aurum 2 ja Aurum Convex sekä Profile -sidoksiin
- Portaaton ja helppokäyttöinen pituussäätö tarralla
- Pehmeä ja joustava materiaali, kaksi eri pituutta



#### Tuotetiedot

	Vyön pituus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Avannevyö</b>	120 cm	1 kpl	<b>XBLTS01</b>
<b>Avannevyö</b>	145 cm	1 kpl	<b>XBLTL01</b>

## Weldra keräyspussi/yöpussi

### YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

- 135 cm pitkä letku antaa hyvin liikkumatilaa
- Helppokäyttöinen tyhjennyshana
- Tilavuus 2 litraa
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien Wellandin virtsa-avannesidosten kanssa
- Pussin sivussa mitta-asteikko
- Kaikkien pussien mukana toimitetaan ripustusteline kiinnitysmekanismilla, klipsi lakanaan kiinnitystä varten sekä letkupuristin.



#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Myyntierä	Tilauskoodi/REF
<b>Weldra keräyspussi/yöpussi</b>	10 kpl	10 kpl	<b>WMNZ2000</b>

## 2. Avannetarvikkeet

Welland Medical



### HydroFrame® -ihonsuojaliuskat (reunateipit)

HELLÄVARAINEN IHONSUOJALIUSKA MANUKA-HUNAJALLA

- Hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Kiinnittyy iholle lämmittämällä käsien välissä/alla
- Voidaan muotoilla leikkaamalla
- Käytetään pohjalevyn reunoilla lisäkiinnitykseen ja pysyvyyden varmistamiseen
- Estävät pohjalevyn reunoja rullautumasta
- Soveltuvat myös ihon suojaksi pohjalevyn alle




#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>HydroFrame® -ihonsuojaliuskat</b>	20 kpl	<b>XMHWAFH33</b>
<b>HydroFrame® Mini -ihonsuojaliuskat</b>	30 kpl	<b>XMHWAFM33</b>

### UltraFrame® - ihonsuojaliuskat (reunateipit)

UUDEN SUKUPOLVEN IHONSUOJALIUSKA ANTAMAAN LISÄVARMUUTTA

- Lisäkiinnitykseen, estää pohjalevyn reunoja rullautumasta
- Kiinnittyy välittömästi
- Äärimmäisen ohut, käytännössä täysin huomaamaton ja läpinäkyvä kalvo
- Mukautuu erinomaisesti, antaa ihon hengittää
- Haavanhoidon sidoksista tutut materiaalit
- Soveltuu erityisen hyvin aktiiviliikuntaan
- Vedenkestävä, soveltuu uintiin
- Helppo poistaa iholta



#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Tilaukoodi
<b>UltraFrame-ihonsuojaliuska</b>	20 kpl	<b>XUFWAFH33</b>



## Hyperseal® -ihonsuojarenkaat

### HELLÄVARAINEN IHONSUOJARENGAS MANUKA-HUNAJALLA

- Hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
- Lämmitetään käsien välissä ja muotoillaan sopivaksi
- Käytetään avanteen ympärillä suojana ja ns. lisätiivisteenä estämään ohivuotoja
- Soveltuvat myös ihon suojaksi pohjalevyn alle
- Kolme kokoa, ulkohalkaisija 50, 70 tai 100 mm

#### Tuotetiedot

	Halkaisija /Aukko	Paksuus	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
Hyperseal® -ihonsuojarenkaat	50 mm / 19 mm	2,5 mm	30 kpl	<b>XMHWA300</b>
Hyperseal® -ihonsuojarenkaat	70 mm / 40 mm	2,5 mm	30 kpl	<b>XMHWA320</b>
Hyperseal® -ihonsuojarenkaat	100 mm / 19 mm	2,5 mm	5 kpl	<b>XMHWA350</b>



## WAD-liimanpoisto- ja puhdistuspyyhkeet / WAB-suihke

### HELLÄVARAINEN JA TEHOKAS LIIMANPOISTO

- Hellävarainen ja tehokas liimanpoisto
- Silikonipohjainen ja alkoholiton
- Sopii myös herkälle iholle
- Soveltuu myös liimajäämien poistoon letkuista ja johdoista
- Ei kirvele, kuivuu sekunneissa
- Kätevät yksittäispakatut pyyhkeet tai 50 ml suihkepullo, joka toimii myös ylösalaisin käännettynä (ponneaineena ympäristöystävällistä tyyppiä)



#### Tuotetiedot

		Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>WAD® -liimanpoistopyyhkeet</b>		50 kpl	<b>WAD050</b>
<b>WAB® -liimanpoistosuihke</b>	50 ml pullo	1 kpl	<b>WAB050</b>

## WBF-ihonsuojakalvo, pyyhkeet/suihke

### SUOJAA HERKKÄÄ IHOA

- Hellävarainen ihonsuojakalvo
- Suojaa ihoa eritteiden syövyttäviltä entsyymeiltä
- Silikonipohjainen ja alkoholiton
- Sopii myös herkälle iholle
- Ei kirvele, kuivuu sekunneissa
- Soveltuu käytettäväksi myös lapsille ja ulosteinkontinenssissa
- Kätevät yksittäispakatut pyyhkeet tai 50 ml suihkepullo, joka toimii myös ylösalaisin käännettynä (ponneaineena ympäristöystävällistä tyyppiä)



#### Tuotetiedot

		Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>WBF® -ihonsuojapyyhkeet</b>		50 kpl	<b>WBF050</b>
<b>WBF® -ihonsuojasuihke</b>	50 ml pullo	1 kpl	<b>WBS050</b>

## Welland pasta

### HYPOALLERGEENINEN AVANNEPASTA

- Hypoallergeeninen avannepasta
- Avanteen ympärille tiivistämään ja estämään ohivuotoja
- Ei kirvele, alkoholiton
- Pitkäkestoinen
- Helppokäyttöinen pehmeä tuubi



#### Tuotetiedot

	Tuubin koko	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Welland-pasta</b>	100 g	1 kpl	<b>WSP100</b>

## Welland-sirotejauhe

- Sirotejauhe erittävälle/kostealle iholle
- Hoitaa ja suojaa ihoa, sisältää Aloe Veraa
- Parantaa avannesidoksen pysyvyyttä ja näin ehkäisee ohivuotoja
- Kätevä kärki annosteluun



#### Tuotetiedot

	Pullon koko	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Welland-sirotejauhe</b>	25 g	1 kpl	<b>WPP025</b>

## ZenSetiv-geeliyttäjä

### JUOKSEVAN ULOSTEEN HALLINTAAN

- Juoksevan ulosteen hallintaan
- Yksi pussi tyhjän avannepussin sisälle ennen asettamista tai tyhjennyksen yhteydessä
- Geelimäinen koostumus vähentää avannepussin hölskymistä, pullistumista, ääntä ja ohivuotoriskiä
- Neutralisoi myös hajuja
- Soveltuu jokapäiväiseen käyttöön sekä matkoille
- Tuote on myrkytön ja huuhtoutuu wc-pöntöstä tavalliseen tapaan, säilytä kuivassa



#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>ZenSetiv-geeliyttäjä</b>	90 kpl	<b>A2020</b>

## 3. Muut hoitotarvikkeet

Renew Medical / Oxmed / Aquaflush

### Renew Insert – ulosteinkontinenssin hoitoon

#### HELLÄVARAINEN SILIKONITULPPA

- Huomaamaton ja tehokas ratkaisu ulosteinkontinenssin hoitoon
- Pehmeää ja taipuisaa silikonia, joka mukautuu kehon mukaan, palkittua muotoilua
- Miellyttävä käyttää
- Hygieeninen vaihtoehto vaipoille, helppokäyttöinen aplikaattori
- Turvallinen käyttää päivällä ja yöllä, helppo poistaa haluttaessa
- Kaksi kokoa, Regular ja Large
- Kokeilupakkauksen avulla on helppo määrittää sopiva koko



#### Tuotetiedot

	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Renew Insert – kokeilupakkaus, sis. 1 kpl Regular ja 1 kpl Large</b>	2	FG716
<b>Renew Insert Regular</b>	30	FG730
<b>Renew Insert Large</b>	30	FG731



## ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla



### HELLÄVARAINEN SUOJA IHOLLE

- Hellävarainen laastari katetrien, dreenien ja letkujen ympärille
- Soveltuu hyvin erityisesti PEG-letkujen yhteydessä käytettäväksi
- Helppokäyttöinen, valmis halkio
- Keskellä tyyny, joka imee mahdolliset eritteet
- Itsekiinnittyvä, ei ärsytä ihoa ja helppo irrottaa
- Kaksi kokoa: 7,5 x 7,5 cm ja 10 x 10 cm



#### Tuotetiedot

	Koko	Pakkauskoko	Tilauuskoodi/REF
ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla / pieni	7,5 x 7,5 cm	20 kpl	ASR275
ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla / iso	10 x 10 cm	20 kpl	ASR2100

## ZenSetiv-silikoniteippi

### HELLÄVARAISEEN KIINNITYKSEEN HAURALLE JA HERKÄLLE IHOLLE

- Erilaisten katetrien tms. kiinnitykseen, soveltuu myös haavanhoidon tuotteiden reunoille
- Voimakas ja hellävarainen kiinnitys, kivuton poistaa
- Ei vahingoita ihoa irrotettaessa ja voidaan asettaa iholle uudelleen
- Vedenkestävä
- Helppo katkaista haluttuun mittaan
- Voidaan jättää iholle usean päivän ajaksi
- Soveltuu hauralle ja/tai vaurioituneelle iholle (esim. sädehoito, kemoterapia, dialyysi)
- Mitat: 2,5 cm leveä teippi, 1 rulla sis. 1,5 metriä.

#### Tuotetiedot

	Koko	Pakkauskoko	Tilauuskoodi/REF
ZenSetiv-silikoniteippi	2,5 x 150 cm	1,5 m/pkt	AST25150



## Aquaflush stoma stopper (ACE-stopper)

aquaflush®

- Erialaisten avanteiden sulkemiseen tarkoitettuja tulppia, käytetään erityisesti ACE-huuhdeluavanteiden yhteydessä
- Implanttitason silikonia, leikataan haluttuun mittaan välillä 10 – 100 mm
- Hyvin huomaamaton, ainutlaatuinen matala profiili
- Helppo poistaa liuskan avulla



### Tuotetiedot

	Koko	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Aquaflush stoma stopper</b>	8 fr/100 mm	3 kpl	<b>ACE8/100</b>
	10 fr/100 mm	3 kpl	<b>ACE10/100</b>
	12 fr/100 mm	3 kpl	<b>ACE12/100</b>
	14fr/100 mm	3 kpl	<b>ACE14/100</b>

## Aquaflush suojasidos (ACE-suojasidos)

- Hellävaraista hydrokolloidia
- Pitää stopperin paikoillaan
- Lämmitetään hetki käden alla, jotta kiinnittyy hyvin ihoon
- Soveltuu käytettäväksi myös uudessa
- Koko 5 x 5 cm



### Tuotetiedot

	Materiaali	Koko	Pakkauskoko	Tilaukoodi/REF
<b>Aquaflush suojasidos</b>	Hydrokolloidi	5 x 5 cm	30 kpl	<b>AFD30</b>

## 4. Avanne- ja suolihuuhtelujärjestelmät

Aquaflush

### Aquaflush AF200 ja AF200x

UUTUUS! HELPPOKÄYTTÖINEN, ERITYISEN PEHMEÄ PUMPPU

- Ummetuksen ja ulosteinkontinenssin hoitoon, huuhtelee peräsuolen
- Helppokäyttöinen pehmeä käsipumppu
- Tehokas 200 ml huuhtelu
- Sileät silikonikärjet pyöristetyllä kärjellä, reiät päädyssä ja kärjen sivuilla
- Jatkoletku helpottaa käyttöä tarvittaessa
  - o Jatkoletkun kanssa käytettäessä lisäksi ergonominen suorakulmainen liitin, joka tekee huuhtelusta helpompaa
- Helppokäyttöiset liittimet, ei vaadi sormivoimaa
- Yhdensuuntaiset venttiilit estävät veden takaisinvirtauksen
- Aloituspakkausessa mukana säilytyslaukku, jokaisen kärjen mukana liukastetta



#### Tuotetiedot

	Pakkaus koko	Sisältää	Tilauskoodi
<b>ALOITUSPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush 200, aloituspakkaus</b>	1 kpl	200 ml pumppu, 7 silikonista kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku	<b>SPAF2</b>
<b>Aquaflush 200-jatkoletkulla, aloituspakkaus</b>	1 kpl	200 ml pumppu jatkoletkulla, 7 silikonista kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku	<b>SPAF2X</b>
<b>KUUKAUSIPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush 200, kuukausipakkaus</b>	1 kpl	200 ml pumppu, 30 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AF2</b>
<b>Aquaflush 200 jatkoletkulla, kuukausipakkaus</b>	1 kpl	200 ml pumppu jatkoletkulla, 30 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AF2X</b>
<b>LISÄTARVIKKEET:</b>			
<b>Vaihtokärjet</b>	15 kpl	15 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AFLA</b>
<b>Vaihtokärjet – lyhyt</b>	15 kpl	15 silikonista lyhyttä kärkeä ja liukastetta	<b>AFSC</b>
<b>Vaihtokärjet – SRC</b>	15 kpl	15 silikonista siivekkeellistä (SRC) kärkeä ja liukastetta	<b>AFSRCA</b>

## Aquaflush AF500x

UUTUUS! HELPPOKÄYTTÖINEN, ERITYISEN PEHMEÄ PUMPPU  
AINUTLAATUINEN 500 ML HUUHTELU

- Ummetuksen ja ulosteinkontinenssin hoitoon, huuhtelee peräsuolen
- Helppokäyttöinen pehmeä käsipumppu, voidaan käyttää painovoimaisesti tai pumppaamalla
- Ainutlaatuinen 500 ml huuhteluvolyymi
- Sileät silikonikärjet pyöristetyllä kärjellä, reiät päädyssä ja kärjen sivuilla
- Jatkoletku helpottaa käyttöä
- Ergonominen suorakulmainen liitin, joka tekee huuhtelusta helpompaa
- Helppokäyttöiset liittimet, ei vaadi sormivoimaa
- Yhdensuuntaiset venttiilit estävät veden takaisinvirtauksen
- Aloituspakkauksessa mukana säilytyslaukku, jokaisen kärjen mukana tulee liukastetta
- Kaikki Aquaflush – tuoteperheen kärjet soveltuvat
  - o Kolme kärkivaihtoehtoa: lyhyt, standardi ja siivekkeellinen



### Tuotetiedot

	Pakkaus koko	Sisältää	Tilauskoodi
<b>ALOITUSPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, standardikärjet</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 silikonista kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku	<b>SPAF5X</b>
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, lyhyet kärjet</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 silikonista lyhyttä kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku	<b>SPAF5XSC</b>
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, siivekkeelliset kärjet</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 silikonista siivekkeellistä kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku	<b>SPAF5XSRC</b>

<b>KUUKAUSIPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AF5X</b>
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus, lyhyet kärjet</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 silikonista lyhyttä kärkeä ja liukastetta	<b>AF5XSC</b>
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus, siivekkeelliset kärjet</b>	1 kpl	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 silikonista siivekkeellistä kärkeä ja liukastetta	<b>AF5XSRC</b>
<b>LISÄTARVIKKEET:</b>			
<b>Vaihtokärjet</b>	15 kpl	15 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AFLA</b>
<b>Vaihtokärjet – lyhyt</b>	15 kpl	15 silikonista lyhyttä kärkeä ja liukastetta	<b>AFSC</b>
<b>Vaihtokärjet – SRC</b>	15 kpl	15 silikonista siivekkeellistä (SRC) kärkeä ja liukastetta	<b>AFSRCA</b>

## Aquaflush Mini Compact – ja Aquaflush Midi Compact+ – suolihuuhtelujärjestelmä

### HELPPOKÄYTTÖINEN HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

- 
- Ummetuksen ja ulosteinkontinenssin hoitoon, huuhtelee peräsuolen
- Helppokäyttöinen pehmeä käsipumppu
- Tilavuus:  
Aquaflush Compact 120 ml  
Aquaflush Compact+ 250 ml
- Sileät silikonikärjet pyöristetillä kärjellä, reiät päädyssä ja kärjen sivuilla
- Ergonominen suorakulmainen liitin, joka tekee huuhtelusta helpompaa
- Jokaisen kärjen mukana liukastetta helpottamaan asettamista
- Jatkoletku helpottaa käyttöä tarvittaessa
- Helppokäyttöiset liittimet
- Yhdensuuntaiset venttiilit estävät veden takaisinvirtauksen
- Aloituspakkausessa mukana säilytyslaukku
- Kuukausipakkausessa on tarvikkeet yhdeksi kuukaudeksi, kun huuhtelujärjestelmää käytetään joka toinen päivä.

#### Tuotetiedot

	Pakkaus koko	Sisältää	Tilauskoodi
<b>ALOITUSPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush Compact - suolihuuhtelujärjestelmä</b>	1 kpl	1 pumppu 120 ml, ergonominen 90° liitin 5 silikonista kärkeä ja liukastetta jatkoletku 1 säilytyslaukku	<b>AFCS</b>
<b>Aquaflush Compact+ suolihuuhtelujärjestelmä</b>	1 kpl	1 pumppu 250 ml, ergonominen 90° liitin 5 silikonista kärkeä ja liukastetta jatkoletku 1 säilytyslaukku	<b>AFCS</b>
<b>KUUKAUSIPAKKAUS</b>			
<b>Aquaflush Compact - suolihuuhtelujärjestelmä</b>	1 kpl	1 pumppu 120 ml, ergonominen 90° liitin 15 silikonista kärkeä ja liukastetta jatkoletku	<b>AFCM</b>
<b>Aquaflush Compact+ suolihuuhtelujärjestelmä</b>	1 kpl	1 pumppu 250 ml, ergonominen 90° liitin 15 silikonista kärkeä ja liukastetta jatkoletku	<b>AFCPM</b>
<b>LISÄTARVIKKEET:</b>			
<b>Jatkoletku</b>	2 kpl	50 cm muoviletku liittimillä	<b>AFExten</b>
<b>Vaihtokärjet</b>	15 kpl	15 silikonista kärkeä ja liukastetta	<b>AFLA</b>
<b>Vaihtokärjet (lyhyt kärki)</b>	15 kpl	15 silikonista (lyhyttä) kärkeä ja liukastetta	<b>AFSC</b>
<b>Vaihtokärjet SRC</b>	15 kpl	Silikonikärkiä siivekkeillä ja liukastetta	<b>AFSRCA</b>



## Aquaflush Maxi Lite – suolihuuhtelujärjestelmä

### 1,2 LITRAN VESIPUSSI, PEHMEÄT SILIKONIKÄRJET

- Huuhtelujärjestelmä suolen toiminnan hallitsemiseen
- 1,2 litran vesipussi sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla
- Pehmeät ja turvalliset silikonikärjet
- Helppokäyttöinen käsipumppu
- Jokaisen kärjen mukana liukastetta helpottamaan asettamista
- Helppokäyttöiset liittimet
- Yksisuuntaiset venttiilit, jolloin uudelleen käytettävät osat ovat suojassa kontaminaatiolta
- Aloituspakkausessa mukana säilytyslaukku ja lisätarvikkeita, joita saatavilla myös erikseen.



#### Tuotetiedot

	Sisältää	Pakkaus koko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush Lite - aloituspakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 7 silikonikärkeä ja liukastepussia 1 S-koukku 1 tarranauha 1 säilytyslaukku ja pussiteline	1 kpl	<b>AFLS</b>
<b>Aquaflush Lite - kuukausipakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 16 silikonikärkeä ja liukastepussia	1 kpl	<b>AFLM</b>

#### Lisätarvikkeet

	Sisältää	Pakkaus koko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush jatkoletku</b>	50 cm jatkoletku liittimillä	2 kpl	<b>AFExten</b>
<b>Vaihtokärjet</b>	Silikonikärkeä ja liukastetta	15 kpl	<b>AFLA</b>
<b>Vaihtokärjet - lyhyet</b>	Silikonikärkeä (lyhyt malli) ja liukastetta	15 kpl	<b>AFSC</b>

## Aquaflush Maxi Actif – avanne- ja suolihuuhtelujärjestelmä

### SOVELTUU SEKÄ AVANNEHUUHTELUUN ETTÄ SUOLIHUUHTELUUN LAPSILLE

- Huuhtelujärjestelmä, jota voidaan käyttää avannehuuhteluun tai suolihuuhteluun lapsille
- 1,2 litran vesipussi sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla
- Helppokäyttöinen ja pehmeä käsipumppu
- Helppokäyttöiset liittimet
- Pehmeät, turvalliset ja lyhyet silikonikärjet
- Jokaisen kärjen mukana liukastetta helpottamaan asettamista
- Yksisuuntaiset venttiilit, jolloin uudelleen käytettävät osat ovat suojassa kontaminaatiolta
- Aloituspakkaus mukana säilytyslaukku ja lisätarvikkeita, joita saatavilla myös erikseen.



#### Tuotetiedot

	Sisältää	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush Actif - aloituspakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 5 silikonikärkeä ja liukastepussia 1 S-koukku 1 jatkoletku 1 tarranauha 1 säilytyslaukku 1 pussiteline	1 kpl	<b>AFAS</b>
<b>Aquaflush Actif - kuukausipakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 15 silikonikärkeä ja liukastepussia	1 kpl	<b>AFAM</b>
<b>Vaihtokärjet – lyhyet</b>	15 kärkeä ja liukastetta	15 kpl	<b>AFSC</b>

#### Lisätarvikkeet

	Sisältää	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush jatkoletku</b>	50 cm jatkoletku liittimillä	2 kpl	<b>AFExten</b>

## Aquaflush Maxi SRC – suolihuuhtelujärjestelmä siivekkeellisellä kärjellä

### 1,2 LITRAN VESIPUSSI, PEHMEÄT SILIKONIKÄRJET SIIVEKKEILLÄ

- Huuhtelujärjestelmä suolen toiminnan hallitsemiseen
- 1,2 litran vesipussi sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla
- Pehmeät ja turvalliset silikonikärjet siivekkeillä, joiden avulla kärki pysyy paikoillaan itseksensä
- Helppokäyttöinen käsipumppu
- Jokaisen kärjen mukana liukastetta helpottamaan asettamista
- Helppokäyttöiset liittimet
- Yksisuuntaiset venttiilit, jolloin uudelleen käytettävät osat ovat suojassa kontaminaatiolta
- Aloituspakkauksessa mukana säilytyslaukku ja lisätarvikkeita, joita saatavilla myös erikseen.



#### Tuotetiedot

	Sisältää	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush SRC - aloituspakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 5 silikonikärkeä siivekkeillä ja liukastetta 1 S-koukku 1 tarranauha 1 säilytyslaukku ja pussiteline	1 kpl	<b>AFSRCS</b>
<b>Aquaflush SRC - kuukausipakkaus</b>	1 vesipussi & pumppu 15 silikonikärkeä siivekkeillä ja liukastetta	1 kpl	<b>AFSRCM</b>

#### Lisätarvikkeet

	Sisältää	Pakkauskoko	Tilauskoodi/REF
<b>Aquaflush jatkoletku</b>	50 cm jatkoletku liittimillä	2 kpl	<b>AFExten</b>
<b>Vaihtokärjet SRC</b>	Silikonikärkeä siivekkeillä ja liukastetta	15 kpl	<b>AFSRCA</b>

## 5. Tilauuskoodit / tilausohjeet ja yhteystiedot

### Yksiosaiset avannesidokset Manuka-hunajalla

Tuote	Tilauuskoodi / REF	Tilavuus	Pakkaus -koko	Lisätiedot
Aurum Plus – suljettu sidos, Midi hiekka	X1C1A22s	380 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – suljettu sidos, Midi hiekka	X1C1A2232	380 ml	30	Valmisaukko 32 mm
Aurum Plus – suljettu sidos, Maxi hiekka	X1C1A23s	580 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Midi hiekka	X1D1A22s	380 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka	X1D1A23s	580 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka	X1D1A2332	580 ml	30	Valmisaukko 32 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Midi hiekka	X1U1E22s	380 ml	10	Leikkuuuala 13-55 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Maxi hiekka	X1U1E23S	580 ml	10	Leikkuuuala 13-55 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Maxi hiekka	X1U1E2325	580 ml	10	Valmisaukko 25 mm
Aurum Plus – suljettu sidos, Midi musta	X1C1A12s	380 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – suljettu sidos, Midi musta	X1C1A1232	380 ml	30	Valmisaukko 32 mm
Aurum Plus – suljettu sidos, Maxi musta	X1C1A13s	580 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Midi musta	X1D1A12s	380 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Maxi musta	X1D1A13s	580 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – tyhjennettävä sidos, Maxi musta	X1D1A1332	580 ml	30	Valmisaukko 32 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Midi musta	X1U1E12s	380 ml	10	Leikkuuuala 13-60/80 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Maxi musta	X1U1E13S	580 ml	10	Leikkuuuala 13-55 mm
Aurum Plus – virtsa-avannesidos, Maxi musta	X1U1E1325	580 ml	10	Valmisaukko 25 mm
Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Midi hiekka	X1C1N226213	400 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Midi hiekka	X1C1N226232	400 ml	10	Valmisaukko 32 mm
Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Maxi hiekka	X1C1N236313	630 ml	10	Leikkuuuala 13–48 mm

<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Midi hiekka</b>	X1D1N226213	430 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka</b>	X1D1N236213	630 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka</b>	X1D1N236313	630 ml	10	Leikkuuuala 13–48 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka</b>	X1D1N236229	630 ml	10	Valmisaukko 29 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka</b>	X1D1N236232	630 ml	10	Valmisaukko 32 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi hiekka</b>	X1D1N236235	630 ml	10	Valmisaukko 35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi Plus hiekka</b>	X1D1N256413	630 ml	10	Leikkuuuala 13–60 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos, Maxi hiekka</b>	X1U1R236213	630 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos, Maxi hiekka</b>	X1U1R236125	630 ml	10	Valmisaukko 25 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Midi, musta</b>	X1C1N126213	400 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Midi, musta</b>	X1C1N126232	400 ml	10	Valmisaukko 32 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – suljettu sidos, Maxi musta</b>	X1C1N136313	630 ml	10	Leikkuuuala 13–48 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Midi musta</b>	X1D1N126213	430 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi musta</b>	X1D1N136213	630 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi musta</b>	X1D1N136313	630 ml	10	Leikkuuuala 13–48 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi musta</b>	X1D1N136229	630 ml	10	Valmisaukko 29 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi musta</b>	X1D1N136232	630 ml	10	Valmisaukko 32 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi musta</b>	X1D1N136235	630 ml	10	Valmisaukko 35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – tyhjennettävä sidos, Maxi Plus musta</b>	X1D1N156413	630 ml	10	Leikkuuuala 13–60 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos, Maxi musta</b>	X1U1R136213	630 ml	10	Leikkuuuala 13–35 mm
<b>Aurum Plus Soft Convex – virtsa-avannesidos, Maxi musta</b>	X1U1R136125	630 ml	10	Valmisaukko 25 mm
<b>Aurum tyhjennettävä sidos</b>	XMHDM513	380 ml	30	Leikkuuuala 13-60/80 mm
<b>Aurum tyhjennettävä sidos Mini, lapsille</b>	XMHDS513	210 ml	30	Leikkuuuala 13-50/70 mm

<b>Aurum Xtra Midi -suljettu sidos</b>	XMHFM519	140 ml	30	Leikkuuuala 19-50 mm
<b>Aurum Xtra Maxi -suljettu sidos</b>	XMHFL519	230 ml	30	Leikkuuuala 19-50 mm
<b>Aurum Convex – suljettu sidos</b>	XMHNCM913	390 ml	10	Leikkuuuala 13-35 mm
<b>Aurum Convex – tyhjennettävä sidos Medium</b>	XMHNDM913	500 ml	10	Leikkuuuala 13-35 mm
<b>Aurum Convex – tyhjennettävä sidos Large</b>	XMHNDL913	500 ml	10	Leikkuuuala 13-48 mm
<b>Aurum Convex – virtsa-avannesidos</b>	XMHNUM913	515 ml	10	Leikkuuuala 13-35 mm
<b>Aurum avannesuoja</b>	XMHSS513	10 ml	30	Leikkuuuala 13-50 mm
<b>Aurum Uro -virtsa-avannesidos</b>	XMHUL513	515 ml	10	Leikkuuuala 13-55 mm
<b>Aurum Profile -tyhjennettävä sidos Extra Large</b>	XMHCDX213	500 ml	10	Leikkuuuala 13-60 mm

## Kaksiosaiset avannesidokset Manuka-hunajalla

<b>Tuote</b>	<b>Tilauuskoodi / REF</b>	<b>Tilavuus</b>	<b>Pakkaus -koko</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>AURUM 2 – RENGASKOKO 45 MM</b>				
<b>Aurum 2 -pohjalevy 45 mm</b>	XMH2F413		5	Leikkuuuala 13-40 mm
<b>Aurum 2 Convex -kupera pohjalevy 45 mm</b>	XMH2NF413		5	Leikkuuuala 13-25 mm
<b>Aurum 2 -suljettu pussi Midi</b>	XMH2C545	295 ml	30	
<b>Aurum 2 -suljettu pussi Maxi</b>	XMH2C145	445 ml	30	
<b>Aurum 2 -tyhjennettävä pussi Midi</b>	XMH2D545	295 ml	30	
<b>Aurum 2 -tyhjennettävä pussi Maxi</b>	XMH2D145	445 ml	30	
<b>AURUM 2 – RENGASKOKO 55 MM</b>				
<b>Aurum 2 -pohjalevy 55 mm</b>	XMH2F513		5	Leikkuuuala 13-50 mm
<b>Aurum 2 Convex -kupera pohjalevy 55 mm</b>	XMH2NF513		5	Leikkuuuala 13-35 mm
<b>Aurum 2 Uro -pohjalevy virtsa-avanteille</b>	XMH2UF513		5	Leikkuuuala 13-50 mm
<b>Aurum 2 Uro Convex -kupera pohjalevy virtsa-avanteille</b>	XMH2NUF513		5	Leikkuuuala 13-35 mm
<b>Aurum 2 -virtsa-avanepussi Maxi</b>	XMH2U155	445 ml	10	
<b>Aurum 2 -suljettu pussi Midi</b>	XMH2C555	295 ml	30	
<b>Aurum 2 -suljettu pussi Maxi</b>	XMH2C155	445 ml	30	
<b>Aurum 2 -tyhjennettävä pussi Midi</b>	XMH2D555	295 ml	30	
<b>Aurum 2 -tyhjennettävä pussi Maxi</b>	XMH2D155	445 ml	30	
<b>AURUM 2 – RENGASKOKO 70 MM</b>				

<b>Aurum 2 -pohjalevy 70 mm</b>	XMH2F713		5	Leikkuuuala 13-65 mm
<b>Aurum 2 Convex -kupera pohjalevy 70 mm</b>	XMH2NF713		5	Leikkuuuala 13-48 mm
<b>Aurum 2 -suljettu pussi Maxi</b>	XMH2C170	445 ml	10	
<b>Aurum 2 -tyhjennettävä pussi Maxi</b>	XMH2D170	445 ml	10	

## Avanne- ja muut hoitotarvikkeet

<b>Tuote</b>	<b>Tilaukoodi / REF</b>	<b>Pakkaus -koko</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Hyperseal-ihonsuojarengas Manuka-hunajalla</b>	XMHWA300	30	Pieni halk. 50 mm
<b>Hyperseal-ihonsuojarengas Manuka-hunajalla</b>	XMHWA320	30	Halk. 70 mm
<b>Hyperseal-ihonsuojarengas Manuka-hunajalla</b>	XMHWA350	5	Iso halk. 100 mm
<b>HydroFrame-ihonsuojaliuska Manuka-hunajalla</b>	XMHWAFH33	20	
<b>HydroFrame Mini -ihonsuojaliuska</b>	XMHWAFM33	30	
<b>UltraFrame – reunateippi/ihonsuojaliuska</b>	XUFWAFH33	20	
<b>WAD-puhdistus- ja liimanpoistopyyhe</b>	WAD050	50	
<b>WAD-puhdistus- ja liimanpoistosuihke</b>	WAB050	1	50 ml pullo
<b>WBF-ihonsuojapyyhe</b>	WBF050	50	
<b>WBF-ihonsuojasuihke</b>	WBS050	1	50 ml pullo
<b>Welland-pasta 100 g</b>	WSP100	1	Ei sis. alkoholia
<b>Welland-sirotejauhe 25 g</b>	WPP025	1	Sis. Aloe Veraa
<b>Welland avannevyö, 120 cm</b>	XBLTS01	1	
<b>Welland avannevyö, 145 cm</b>	XBLTL01	1	
<b>ZenSetiv-geeliyttäjä</b>	A2020	90	
<b>Aquaflush stoma stopperi (ACE-stopperi) 8fr</b>	ACE8/100	3	100 mm leikattava
<b>Aquaflush stoma stopperi (ACE-stopperi) 10fr</b>	ACE10/100	3	100 mm leikattava
<b>Aquaflush stoma stopperi (ACE-stopperi) 12fr</b>	ACE12/100	3	100 mm leikattava
<b>Aquaflush stoma stopperi (ACE-stopperi) 14fr</b>	ACE14/100	3	100 mm leikattava
<b>Aquaflush-suojasidos (ACE-suojasidos)</b>	AFD30	30	Hydrokolloidia
<b>ZenSetiv – silikoniteippi</b>	AST25150	1	2,5 cm x 1,5 m
<b>ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla / pieni</b>	ASR275	20	7,5 cm x 7,5 cm
<b>ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla / iso</b>	ASR2100	20	10 cm x 10 cm
<b>Flair Active – fisteli-/lastensidos Mini</b>	XNOP700	10	30 x 40 mm
<b>Flair Active- fistelisidos Midi</b>	XSOP500	10	50 x 70 mm
<b>Flair Active -haava/post op-sidos, luukku Maxi</b>	XWOP713	5	13-90 mm
<b>Flair Active post op/high output -sidos Maxi</b>	XPOP513	5	13-90 mm
<b>Weldra keräuspussi/yöpussi</b>	WMNZ2000	10	Tilavuus 2 L, 135 cm letku
<b>Renew Insert – kokeilupakkaus</b>	FG716	2	(sis. 1 regular, 1 large)
<b>Renew Insert – Regular</b>	FG730	30	
<b>Renew Insert - Large</b>	FG731	30	

## Suolihuuhtelujärjestelmät

Tuote	Tilauskoodi / REF	Pakkaus -koko	Lisätiedot
<b>Aquaflush 200, aloituspakkaus</b>	SPAF2	1	200 ml pumppu, 7 kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku
<b>Aquaflush 200, kuukausipakkaus</b>	AF2	1	200 ml pumppu, 30 kärkeä ja liukastetta
<b>Aquaflush 200 jatkoletkulla, aloituspakkaus</b>	SPAF2X	1	200 ml pumppu jatkoletkulla, 7 kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku
<b>Aquaflush 200 jatkoletkulla, kuukausipakkaus</b>	AF2X	1	200 ml pumppu jatkoletkulla, 30 kärkeä ja liukastetta
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, standardikärjet</b>	SPAF5X	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus</b>	AF5X	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 kärkeä ja liukastetta
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, lyhyet kärjet</b>	SPAF5XSC	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 lyhyttä kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus, lyhyet kärjet</b>	AF5XSC	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 lyhyttä kärkeä ja liukastetta
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, aloituspakkaus, siivekkeelliset kärjet</b>	SPAF5XSRC	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 7 siivekkeellistä kärkeä ja liukastetta, säilytyslaukku
<b>Aquaflush 500 jatkoletkulla, kuukausipakkaus, siivekkeelliset kärjet</b>	AF5XSRC	1	500 ml pumppu jatkoletkulla, 30 siivekkeellistä kärkeä ja liukastetta
<b>Aquaflush Mini Compact -aloituspakkaus</b>	AFCS	1	120 ml pumppu, 5 kärkeä, jatkoletku
<b>Aquaflush Mini Compact -kuukausipakkaus</b>	AFCM	1	120 ml pumppu, 15 kärkeä, jatkoletku
<b>Aquaflush Midi Compact+ aloituspakkaus</b>	AFCPS	1	250 ml pumppu, 5 kärkeä, jatkoletku
<b>Aquaflush Midi Compact+ kuukausipakkaus</b>	AFCPM	1	250 ml pumppu, 15 kärkeä, jatkoletku
<b>Aquaflush Maxi Lite -aloituspakkaus</b>	AFLS	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 7 kärkeä

<b>Aquaflush Maxi Lite -kuukausipakkaus</b>	AFLM	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 16 kärkeä
<b>Aquaflush Maxi Actif -aloituspakkaus</b>	AFAS	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 5 lyhyttä kärkeä
<b>Aquaflush Maxi Actif -kuukausipakkaus</b>	AFAM	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 15 lyhyttä kärkeä
<b>Aquaflush Maxi SRC -aloituspakkaus</b>	AFSRCS	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 5 SRC-kärkeä
<b>Aquaflush Maxi SRC -kuukausipakkaus</b>	AFSRCM	1	1200 ml vesisäiliö, pumppu/letkut, 15 SRC-kärkeä
<b>LISÄTARVIKKEET</b>			
<b>Jatkoletku</b>	AFExten	2	2 x 50 cm letku
<b>Vaihtokärjet (sis. liukasteet)</b>	AFLA	15	
<b>Vaihtokärjet - lyhyet (sis. liukasteet)</b>	AFSC	15	
<b>Vaihtokärjet – siivekkeelliset (sis. liukasteet)</b>	AFSRCA	15	Siivekkeellinen

## Tilausohjeet ja yhteystiedot

Tilauksen voi tehdä sähköpostitse tai puhelimella:

<b>tilaukset@medfanet.fi</b>	asiakaspalvelu@medfanet.fi
<b>Puhelin 0800 940 60 (ark 8-16, maksuton nro)</b>	Puhelin 0800 940 60
Saat meihin yhteyden myös salatulla sähköpostilla, lähetä Turvapostia – linkki verkkosivuilla.	
Kotijakelun tilausjärjestelmä: <a href="http://www.tilaus.medfanet.fi">www.tilaus.medfanet.fi</a>	

\*

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen/koulutus tai voit myös pyytää tuotenäytteitä tai lisämateriaalia, olemme käytettävissäsi!



Carla Myller, toimitusjohtaja	Kirsi Laakso, aluepäällikkö
carla.myller@medfanet.fi	kirsi.laakso@medfanet.fi
Puh. 041 543 8282	Puh. 050 595 5537



Eva-Maria Kankainen, aluepäällikkö
eva-maria.kankainen@medfanet.fi
Puh. 040 968 0960

**Medfanet Oy**

Uusimman tuotetiedon, käyttöohjevideoita ja paljon muuta löydät verkosta:

Linnoitustie 4 B  
02600 Espoo  
y-tunnus: 2058634-4

[www.medfanet.fi](http://www.medfanet.fi)

